

ekamed[®] GmbH & Co. KG

*Hilfsmittel für die
Alten- und Krankenpflege*



ekamed

Seit 1992 produzieren und vertreiben wir ein umfassendes Sortiment medizinischer Artikel und setzen dafür ausschließlich hochwertige Materialien und Rohstoffe ein.

Ob Sie Schaumstoffartikel wie z.B. Lagerungshilfen und Artikel für die Dekubitusprophylaxe, Produkte für die physikalische Therapie oder Rehabilitation benötigen: bei ekamed bekommen Sie alles aus einer Hand, gerne auch als kundenspezifische Anfertigung nach Ihren Maßen und Vorgaben.

Einige Artikel z.B. Anti-Dekubitus-Matratze ekaFlex-S, die ekaTherm Kalt/Warm-Kompressen und ekamove[®] 30° Seitenlagerungssystem mit Sensorüberwachung, erhalten Sie exklusiv nur bei ekamed.

Unsere anspruchsvollen Kunden in aller Welt schätzen die kulante, unkomplizierte Auftragsabwicklung ebenso, wie unsere umfangreiche Praxiserfahrung aus über 20 Jahren. Im kontinuierlichen Dialog mit den Anwendern unserer Produkte verbessern wir Qualität, Handhabbarkeit und Pflegeeigenschaften ständig weiter und entwickeln neue, innovative Produkte aus der Praxis für die Praxis.

- Freundliche und kompetente Beratung
- Kundenspezifische Anfertigungen nach Maß
- Schnelle Lieferung
- CE-konforme Produkte
- Alle eingesetzten Schaumstoffe sind ohne Ausnahme FCKW-frei geschäumt
- Bezugstoffe sind vorwiegend Stoffe mit dem Ökotex-Gütesiegel

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485:2012. Hilfsmittelnummern für ausgewählte Produkte liegen vor.

Bestelldetails

Beratung

Tel.: +49 (0) 5031 / 704 10-0

Bestellung

Fax: +49 (0) 5031 / 704 10-30

E-Mail: info@ekamed.de

Index auf Seite 58

Auf der Indexseite finden Sie alle Artikel alphabetisch sortiert.

Artikelnummer:

Stelle 1-5 bezeichnet die Artikelnummer
Stelle 6-8 bezeichnet das gewünschte Oberflächenmaterial und die Farbe

**4045 8 202 setzt sich wie folgt zusammen
Artikel (4045 8), Oberflächenmaterial (2)
und Farbe (02)**

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Die nachfolgende Firmenphilosophie prägt unser Handeln im Besonderen:

Herstellung und Vertrieb von innovativen Produkten zur Förderung der Gesundheit von Patienten/Pflegepersonal, sowie der Unterstützung des Pflegepersonals!

Ihr ekamed-Team aus Wunstorf

Inhaltsverzeichnis



Dekubitusprophylaxe & Therapie

eka-LPT Lagerungskissenprogramm, Matratzen/Auflagen, ekamove Seitenlagerungssystem, Gelartikel, Sitzkissen und -hilfen, Lagerungshilfen, Sturzmatte, Seitengitterschutz

Seite 2 - 19



Kissen

Kopfkissen, Leseknochen, Sitzkissen, Sitzkeilkissen

Seite 20 - 25



Allgemeine Lagerungshilfen

Rollen, Halbrollen, 3/4 Rollen, Positurkissen, Stufenlagerungskissen, Venenkissen, Spreizkeile, Lagerungskeile, Beinlagerungen, Beinschienen, Seitenlagerungskissen für Babys, Injektionskissen/Infusionskissen, Kinder- & Jugendbuttonschutz, Röntgen & OP-Hilfen

Seite 26 - 39



Physikalische Therapie

Kalt/Warm Kompressen, Paraffinkompressen, Eiskompressen, Wärmeträger, Kirschkernelkissen, Fixierbänder

Seite 40 - 43



Physiotherapie und Rehasport

Kissen für die Massagebank, Positurkissen mit festem Kern, Spastikerrollen, Würfelhocker, verstellbarer Bandscheibenhocker, aufblasbare Stufenlagerung, Lymphdrainage-Keil, Bandscheiben-/ Lordosekissen, Gewichtsmanschetten, Gewichtssäcke, Handtrainer, Bohnensäckchen, Igelbälle, Handbälle, Sportmatte, Arthrosekissen, Kyphose- & Lordosekissen mit festem Kern

Seite 44 - 53



PflegeEngel

Service

Maßblatt für kundenspezifische Anfertigungen, Impressum, Kontakt, AGB, Indexverzeichnis, Farbkarte, Bestellschein

Seite ab 54

In dem ekamed Produktbereich Dekubitusprophylaxe und Therapie finden Sie die optimalen Lagerungsmaterialien für Ihren Patienten. Diese zeichnen sich durch einfache und zielgerichtete Anwendungen aus. Durch die einfache Handhabung wird das Pflegepersonal entlastet.

- **eka-LPT Lagerungskissenprogramm**
- **Matratzen und Auflagen**
- **ekamove 30° Seitenlagerungssystem**
- **Gelartikel**
- **Sitzkissen und -hilfen**
- **Lagerungshilfen**
- **Sturzmatte**
- **Seitengitterschutz**



Dekubitusprophylaxe & Therapie

Dekubitusprophylaxe & Thera


Bringen Sie Ihr Lagerungsprogramm mit eka-LPT auf den neusten Stand! Mit dem Lagerungsprogramm eka-LPT treffen Sie die richtige Wahl. Mit wenig Hilfsmitteln erlangen Sie eine optimale und stabile Lagerung zur Dekubitus Prophylaxe und Therapie.

Vorteile:


- Bezugsmaterial: Bi-elastischer Nässeschutz
- Atmungsaktiv
- Silberionenausstattung (Verringerung der MRSA-Ausbreitung)
- Wischdesinfizierbar
- Waschbar bis 60° C
- Beständig gegen Körperflüssigkeiten
- Optimale Lagerungseigenschaft durch eine Mischfüllung
- Abgestimmtes Kompletprogramm für die ganzheitliche Lagerung

Kissenfüllungen

Kissenfüllungen für unsere Lagerungskissen können individuell auf Wunsch angepasst werden. Standardmäßig besteht die Füllung aus 50% Schaumstofflocken und 50% Polystyrolkugeln. Sie können jedoch auch eine 100% Schaumstofflockenfüllung (W= weich) oder eine 100% Polystyrolkugelfüllung (F=fest) bekommen. Unser eka-LPT Lagerungsprogramm erlaubt eine optimale Anwendung der verschiedenen Lagerungen wie z. B. ATV- oder Bobath-Lagerungen .



Mischfüllung
50% Polystyrolkugeln
50% Schaumstofflocken



Hartfüllung
100% Polystyrolkugeln



Weichfüllung
100% Schaumstofflocken

Bezüge

Extra Bezüge für alle Kissen erhältlich

Art.Nr.

4150 01.. -	4176 01..	lt. Farbkarte aus Baumwolle
4150 0602 -	4176 0602	aus ekamed Jersey mit PUROTEX-Ausrüstung
4150 55.. -	4176 55..	lt. Farbkarte aus Nässeschutz

* Diese Kissen werden für die Bobath-Lagerung benötigt. Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen.

eka-LPT Lagerungskissenprogramm

Kissen für die Mikrolagerung



Diese Kissen sind von ihrer Größe ideal zur Durchführung von Mikrolagerungen.

Art.-Nr.	Maße
4150 05..	12 x 28 cm
4151 05..	20 x 30 cm

Kissen für die Teillagerung



Kissen für die Teillagerung eignen sich durch die verschiedenen Größen für fast alle Lagerungen inkl. ATV-Lagerung. Durch die Füllung besitzen sie eine angenehme Weichheit mit stützender Funktion.

Art.-Nr.	Maße
4152 05..*	30 x 40 cm
4153 05..*	24 x 73 cm (ATV)
4154 05..	40 x 75 cm
4155 05..*	45 x 80 cm
4156 05..	40 x 95 cm
4175 05..	65 x 45 cm

Kissen mit Seitensteg



Mit diesem Lagerungskissen wird die gelagerte Extremität von vorne herein etwas erhöht gelagert.

Art.-Nr.	Maße
4159 05..*	50 x 85 x 6 cm

Kissen mit Lagerungsfahne



Dieses Lagerungskissen verhindert durch die Lagerungsfahne ein Herausrutschen des Lagerungskissens in der Seitenlage.

Art.-Nr.	Maße
4158 05..*	40 x 85 cm gefüllt

Dekubitusprophylaxe & Thera

4-Kammerkissen



4-Kammerkissen eignen sich besonders gut zur Lagerung der Extremitäten. Durch die Kammern wird das Füllmaterial innerhalb des Kissens optimal gehalten. Eine stabile Lagerung schwieriger Körperbereiche wird somit ermöglicht.

Art.-Nr.	Maße
4157 05..*	80 x 80 cm

3-Kammerkissen



Das 3-Kammerkissen eignet sich zur Beinlagerung bei vorhandenen Kniekontraktoren. Mit diesem Lagerungskissen wird ein „zur Seitefallen“ der Knie vermieden und somit erfolgt keine Verschränkung im Hüftbereich. Auch kann eine gleichzeitige Fersefreilagerung erzielt werden.

Art.-Nr.	Maße
4173 05..	80 x 75 x 30 cm
4176 05..	65 x 50 x 28 cm

Sattelkissen



Das Sattelkissen eignet sich zur Beinlagerung bei vorhandenen Kniekontraktoren. Mit diesem Lagerungskissen wird ein „zur Seitefallen“ der Knie sowie ein seitliches „aneinander Lagern“ der Knie vermieden.

Art.-Nr.	Maße
4177 05..	56 x 42 cm

Rollen für die Lagerung



Die Rolle ist ein sehr vielseitiges Lagerungsmittel, welches durch die einfache Handhabung überzeugt und universal einsetzbar ist.

Art.-Nr.	Maße
4160 05..	20 x 100 cm
4161 05..	20 x 200 cm
4162 05..	20 x 260 cm
4168 05..	20 x 60 cm

Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen.

Schlangen für die Lagerung

Schlangen eignen sich für viele Lagerungstechniken und ersetzen die Anzahl von vielen Einzellagerungskissen. Durch Ihre Breite wird eine stabile und sanfte Lagerung erreicht.

S-Schlangen zeichnen sich durch den S-Schnitt zur effektiven und schnellen Seitenlagerung von Pflegebedürftigen aus. (auch nur durch eine Pflegekraft)

Art.-Nr.	Maße
4163 05..	30 x 200 cm
4164 05..	30 x 260 cm

S-Schlangen

4170 05..	180 x 32 cm
4171 05..	200 x 32 cm



U-Form Still- / Lagerungskissen



Dieses bewährte Lagerungskissen findet nach wie vor sehr häufig Anwendung in vielen Bereichen der Pflege. Durch die U-Form wird eine Oberkörperlagerung vereinfacht.

Art.-Nr.	Maße
4165 05..	160 cm
4166 05..	190 cm

Spreizkeil



Der Spreizkeil bietet eine sanfte und angenehme Spreizung und formt sich sanft der betroffenen Körperstelle an.

Art.-Nr.	Maße
4172 05..	36 x 30 x 12 cm

Lagerungskeile Fuß/Arm und Bein



Diese Lagerungskeile eignen sich für die Teillagerung von Beinen und Armen ohne den Körperbereich zu beeinträchtigen.

Art.-Nr.	Maße	
4169 05..	18 x 40 x 8/0 cm	Fuß/Armkeil
4174 05..	30 x 80 x 20/0 cm	Beinkeil

Dekubitusprophylaxe & Thera

Unser Matratzenprogramm beinhaltet Spezialmatratzen für die verschiedensten Anwendungsfälle in der Pflege zur Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

Zur Fertigung verwenden wir ausschließlich hochwertige Schäume und Bezugsmaterialien. Die Matratzen sind mit einem 2-seitigen oder einem teilbaren verdeckten Reißverschluss versehen. Zum einfachen „Handling“ sind alle Matratzen mit 2 Griffen ausgestattet. Die Reinigung erfolgt vorzugsweise durch Wischdesinfektion und ermöglicht hierdurch eine effiziente und hygienische Reinigung. Bei Bedarf kann der Bezug auch bei 95°C gewaschen werden. Der Bezug ist MRSA resistent und flammhemmend nach Grip5 ausgestattet.

Alle Matratzen sind auch in Sondergrößen erhältlich und können alternativ auch mit einem Bezugstoff mit Purotex® -Ausstattung geliefert werden.

Farbdarstellungen der einzelnen Schaumstoffe dienen nur zur besseren Darstellung und können abweichen.

ekaLayer Antidekubitusauflage



Die Antidekubitusauflage wird hergestellt aus viscoelastischem Schaum mit einer Stärke von 8 cm. Der bi-elastische Inkontinenzbezug ist waschbar bis 95°C. Der 2-seitige verdeckte Reißverschluss ist milbendicht verarbeitet.

Art.-Nr.	Maße
5201 8503	200 x 90 x 8 cm
5202 8503	200 x 100 x 8 cm

ekaSoft Antidekubitus- und Pflegematratze



Diese Matratze ist für Patienten zwischen 15-50 kg Körpergewicht freigegeben. Hergestellt wird die Matratze aus 8cm viscoelastischem Schaum sowie 4cm hochwertigem Kaltschaum. Der bi-elastische Inkontinenzbezug ist waschbar bis 95°C. Der 2-seitige verdeckte Reißverschluss ist milbendicht verarbeitet.

Art.-Nr.	Maße
5225 8503	200 x 90 x 12 cm
5226 8503	200 x 100 x 12 cm

 Belastbarkeit 15 - 50 kg


Ersatzbezüge sind erhältlich.

ekaFlex S Antidekubitus- und Pflegematratze

Diese Matratze ist aufgebaut mit einem 5 cm starken viscoelastischen Schaum und einem 7 cm starken hochwertigen Kaltschaum. Die Matratze ist für Patienten zwischen 50 - 140 kg freigegeben. Der bi-elastische Inkontinenzbezug ist waschbar bis 95°C. Der 2-seitige verdeckte Reißverschluss ist milbendicht verarbeitet.

Art.-Nr.	Maße
5204 8503	200 x 90 x 12 cm
5203 8503	200 x 100 x 12 cm
Hilfsmittelnr.: 11.29.05.0016	

 Belastbarkeit 50 - 140 kg



ekaHeavy Antidekubitus- und Pflegematratze

Diese Matratze ist für Patienten zwischen 100-250 kg freigegeben. Der Aufbau der Matratze ist ein 3-Schicht-System, hat eine zusätzliche Randzonenverstärkung und ist 16 cm hoch. Zusätzlich hat sie zwei Griffe an der Seite. Diese Matratze ist mit einem bi-elastischen Inkontinenzbezug und zusätzlich bettseitig mit einem hochstrapazierfähigen Nylongewebe ausgestattet. Durch teilbaren, milbendichtvernähten Reißverschluss ist die Oberseite abnehmbar.

Art.-Nr.	Maße
5210 8503	200 x 90 x 16 cm
5211 8503	200 x 100 x 16 cm

 Belastbarkeit 100 - 250 kg



ekaStrong Antidekubitus- und Pflegematratze

Unsere stärkste Pflegematratze ist bis 350 kg freigegeben. Hier gibt es vom Aufbau ein 4-Schicht-System mit Randzonenverstärkung. Diese Matratze ist mit einem bi-elastischen Inkontinenzbezug und zusätzlich bettseitig mit einem hochstrapazierfähigen Nylongewebe ausgestattet. Durch teilbaren, milbendichtvernähten Reißverschluss ist die Oberseite abnehmbar.


Art.-Nr.	Maße
5215 8503	200 x 90 x 16 cm
5216 8503	200 x 100 x 16 cm

 Belastbarkeit bis 350 kg



Dekubitusprophylaxe & Thera

ekaTherapie Antidekubitus- und Pflegematratze



- Partielle Freilagerung ohne erhöhte Druckränder
- Schaumstoffhärte nach Dekubitusgrad und Körpergewicht wählbar
- Unterschiedliche Schaumstoffhärten je Körperbereich
- Hoher Liegekomfort
- Inkontinenzbezug
 - waschbar
 - atmungsaktiv
- Abnehmbare Oberplatte mit teilbarem Reißverschluss
- Milbendicht genäht


Schaumkern

Das System besteht aus mehreren Schaumstoffschichten. Das Trägersystem besteht aus einem hochwertigen, stabilen Trägerschaum mit Randzonenverstärkung. Die inneren Schaumstoffelemente sind aus hochwertigem Kaltschaum und je nach Körpergewicht und Dekubitusgrad wählbar. Ebenfalls sind diese Elemente je nach Körperzonen individuell in der Weichheit wählbar. Die Elemente sind einfach zu entnehmen bzw. auszutauschen. Erhöhte Druckränder bei der Freilagerung werden durch eine zusätzliche 4 cm starke viscoelastische Schaumschicht eliminiert.

Bezug




Der Bezug besteht aus bi-elastischen patientenseitigem Nässeschutzmaterial und einem bettseitigen Nylongewebe. Der teilbare Reißverschluss ist mit einer Blende verdeckt genäht um keine Flüssigkeiten in die Matratze eindringen zu lassen. Ebenfalls ist hier ein Milbenschutz integriert. Der Bezug kann mit einem Wischdesinfektionsmittel gereinigt werden. Selbstverständlich kann der Bezug auch gewaschen werden. Zum besseren Handling sind 2 Griffe seitlich angebracht.

Art.-Nr.	Typ	Maße	Belastbarkeit
5230 8503	1	200 x 90 x 16 cm	bis 150 kg
5232 8503	2	200 x 90 x 16 cm	bis 300 kg

 Belastbarkeit 50 - 300 kg je nach Schaumdichte

Weitere Größen auf Anfrage

ekaVari Antidekubitus- und Pflegematratze



Die ekaVari ist eine Pflegematratze mit einem 4-Kammer-Luftkern. Dieser Luftkern kann auf die Bedürfnisse des Patienten individuell in verschiedenen Härtegraden eingestellt werden. Diese vier Kammern sind aufgeteilt auf den Kopf-, Lordose-, Bein- und Fußbereich. Somit kann die Matratze individuell auf die Patientenbedürfnisse verändert werden.

Der Patient liegt auf einem bi-elastischen Nässeschutzbezug, der mit einer Wischdesinfektion leicht zu reinigen ist. Zusätzlich wird als Liegefläche ein viscoelastischer Schaum verwendet, der sich der Körperform des Patienten anpasst um größtmögliche Druckverteilung zu realisieren. Der Schaumrahmen dient als Stabilisierung des gesamten Systems. Die Matratze ist einstellbar über eine kabelgebundene Fernbedienung. Optional kann die Einstellung über ein Smartphone realisiert werden.

ekaVari

Maße
200 x 90 x 14 cm

Härtegrad
variabel in 4 Zonen einstellbar

Liegefläche
optimale Liegefläche durch viscoelastischen Schaum

Luftkern
mit 4 Kammern ausgestattet, hochfrequenzverschweißt

Rahmen
stabiler Schaumrahmen aus RG 40

Belüftung
integrierte Klimazone zur optimalen Belüftung

Bezug
hergestellt mit einer Oberflächenplatte aus Nässeschutzmaterial, MRSA resistente Ausstattung, flammhemmend, waschbar bis 95°

Oberplatte
abnehmbare Oberplatte durch einen teilbaren Reißverschluss

Reinigung
mit einer Wischdesinfektion möglich

Art.-Nr.
5240 8503

Dekubitusprophylaxe & Thera

ekamove®

Wir halten Ihren Patienten/Pflegebedürftigen in Bewegung!


Mit ekamove können Sie individuell auf die Lagerungsbedürfnisse Ihrer Patienten/Bewohner eingehen. Ob Rechts(R) –Rücken (N) -Links(L) oder nur R-L oder L-Rücken(N) Lagerung usw. mit ekamove gehen Sie auf die Lagerungsbedürfnisse ein. Weiterhin können Sie für jeden Teillagerungsschritt eine eigene Lagerungszeit sowie Lagerungswinkel wählen und so betroffene Körperbereiche schonen. Damit die Lagerung mit einer hohen Reproduzierbarkeit durchgeführt wird, sind alle Lagerungswechsel sensorüberwacht.

Zur vereinfachten Protokollierung können, die durchgeführten Lagerungsintervalle über ein Speichermedium in Ihre EDV übertragen werden. Damit wird eine spätere Analyse des Heilungsprozesses einfacher und fallbedingte Lagerungsoptimierungen können ergebnisorientiert schneller durchgeführt werden.


Vorteile:

- Großflächige Druckentlastung
- Unterstützung der Abheilung vorhandener Dekubitus
- Keine Störung der Nachtruhe
- Geräuscharm
- Auch schwergewichtige Patienten/Bewohner werden sanft umgelagert (Schonung der Gesundheit des Pflegepersonals)
- Volle Orientierung, da der Patient/Bewohner immer rückenseitig auf der Weichpflegematratze aufliegt
- Sanfte Lagerung auch für Schmerzpatienten/Bewohner
- Vielseitige individuelle Programmierung
- Protokollierung über EDV
- Sensorüberwachter Lagerungswechsel
- Mehr Zuwendung durch das Pflegepersonal
- Förderung des Mikroklimas und der Durchblutung
- Robust, langlebig, zuverlässig

Kann in jedes Pflegebett mit Seitengitter integriert werden. Verwendung in Kombination mit einer Weichschaummatratze.



ekamove Stufenloses Seitenlagerungssystem 30° mit Sensorüberwachung



**14 Tage
kostenlos testen**

Lagerungsprotokoll

Alle Lagerungsvorgänge und -zeiten werden auf ein Speichermedium gespeichert und können in Ihre EDV übertragen werden.

Das Protokoll kann mit einem von ekamed bereitgestellten Zusatzprogramm bei Bedarf ausgedruckt werden.

Protokollauszug (Beispiel)

Datum	Zeit	Funktion
01.03.2015	12:00	Gerät eingeschaltet
	12:01	Kissen entlüften
	12:15	Programm LR gestartet
		Linkslagerung gestartet, Soll: 30°
	12:21	Linke Lage erreicht: 30°
		Linke Lage halten: 20 min
	13:41	Entlüften
	13:38	Rechtslagerung gestartet, Soll: 30°
	13:41	Rechte Lage erreicht: 30°
		Rechte Lage halten: 20 min

Im Lieferumfang ist enthalten:

- Steuerungselement
- Schlauchverbindung
- Luftkammersystem inkl. Sensoren
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung und Einbauhilfe
- Tasche

Art.-Nr.	Umfang
2015 0015	ekamove
2015 8515	Set inkl. ekaFlex-Matratze
2015 0025	Set Beinverlängerung

Hilfsmittelnr.: 11.29.10.1003



Dekubitusprophylaxe & Thera

Krankenhausmatratze


Die Krankenhausmatratze besteht aus Schaumstoff RG 40 mit Bezug.



Art.-Nr.	Maße
5330 2503 Matratze RG40 mit Nässeschutz blau	200 x 90 x 12 cm
5330 2705 Matratze RG40 ekamed Jersey Bezug	200 x 90 x 12 cm
5331 2705 Matratze RG40 mit Kehlnutschnitt und ekamed Jersey Bezug	200 x 90 x 12 cm
5332 2705 Matratze RG40 mit Kehlnutschnitt (2 Einschnitten) und ekamed Jersey Bezug	200 x 90 x 12 cm

Auflagen für Dekubitus Prophylaxe

Struktur- oder Noppenauflagen eignen sich für die Antidekubitus-Prophylaxe. Die AD-Auflage wird auf die vorhandene Matratze gelegt. Auf Wunsch kann sie mit ekamed Nässeschutz bezogen werden. Preise auf Anfrage.



Art.- Nr.	Maße
5010 8000	65 x 60 x 5 cm
5012 8000	90 x 65 x 5 cm
5013 8000	195 x 90 x 5 cm
5014 8000	200 x 90 x 5 cm

Matratzenvollbezüge und Stecklaken - auch für Allergiker



Der ekamed Bi-elastik Nässeschutz ist nach zwei Seiten elastisch. Die Oberflächenspannung wird somit verringert. Das Material ist atmungsaktiv.

Art.-Nr.	Art	Maße
5372 05..	Stecklaken	220 x 150 cm
5373 05..	Stecklaken	110 x 150 cm
5383 0002	Bettuch Frottee-Plast	150 x 80 cm
5390 05..	Matratzenbezug	200 x 90 x 12 bis 200 x 100 x 15 cm

Gel-Sitzkissen



Die ekamed Gel-Sitzkissen besitzen Gel-Partikel um eine große Auflagefläche zu erreichen. Dadurch entsteht eine Druckverteilung. Styroporperlen fangen die Stöße und Schwingungen auf. Gleichzeitig entsteht eine isolierende Wirkung. Durch den Einfüllstutzen kann jeder Patient individuell seine Sitzhöhe regulieren.

Art.-Nr.	Maße	Art
4080 3000	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4081 3000	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4080 01..	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug
4081 01..	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug
4088 3000	40 x 40 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Toilettenstuhl o. Duschstuhl, Kissen mit Loch
4084 3000	60 x 55 x 4 cm Sitzfläche 45 x 50 cm	Unterwasser-Gelkissen, mit 8 Bindebändern
4085 3803	45 x 43 x 7 cm	Gel-Schaumsitzkissen (auch für Rollstuhl)

Weitere Silikongelkissen finden Sie auf den Seiten 25 und 39

A-D Sitzring



Eignet sich besonders für die Antidekubitus-Prophylaxe im Gesäßbereich. Der Sitzring besteht aus einem Schaum mit Noppenoberfläche. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Nässeschutzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße / Außen	Innen	Höhe
4047 8...	Ø 46 cm	Ø 15 cm	8 cm

A-D Sitzkissen mit Steckteilen



Durch die Herausnahme einzelner Steckelemente erreicht man eine gezielte Druckentlastung im Gesäßbereich. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Nässeschutzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
4045 8...	40 x 40 x 10 cm

Dekubitusprophylaxe & Thera

Kontrakturen-Kniekissen



Diese Kissen werden seitlich am Bettgitter in Höhe der Knie fixiert. Dadurch werden die Knie bei vorhandenen Kontrakturen gehalten.

Art.-Nr.	Maße
5710 15..	20 x 30 x 25 cm Schräglage 65°
5711 15..	30 x 30 x 25 cm Schräglage 65°

Knielagerungskissen



Dieses Lagerungskissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Frotteebezug in weiß. Zusätzlich mit einem Fixierband versehen.

Art.-Nr.	Maße
2018 1402	25 x 20 x 5 cm

Keilkissen für die Mikrolagerung

Keilkissen Verbundschaum 120 für die Mikrolagerung

Art.-Nr.	Maße
4180 72 ..	22,5 x 20 x 7,5/1 cm
4181 72..	Set 2 Keile



Keilkissen für die Mikrolagerung

Keilkissen aus weichem viscoelastischem Schaum für die Mikrolagerung (seitlich), Nässeschutzbezug blau, unten rutschfest

Art.-Nr.	Maße
4182 55..	40 x 15 x 5/1 cm



Fersensringe / Fersenkissen mit Loch



Fersensringe verhindern bei der Patientenlagerung ein Aufscheuern der Ferse. Durch die Hohllagerung werden Druckstellen vermieden.

Das Fersenkissen mit Loch wird zur Fersenfreilagerung genutzt. Es hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus Nässeschutz. Zusätzlich mit einem Fixierband versehen.

Art.-Nr.	Maße	
5810 8000	Ø 10/3 x 4 cm	luftdurchlässig, waschbar
5810 19...	Ø 10/3 x 4 cm	Schaumstoffkern mit PUR-Haut-Beschichtung
5815 8000	Ø 15/5 x 4 cm	luftdurchlässig, waschbar
5815 19...	Ø 15/5 x 4 cm	Schaumstoffkern mit PUR-Haut-Beschichtung
5820 8000	Ø 20/8 x 4 cm	luftdurchlässig, waschbar
5820 19...	Ø 20/8 x 4 cm	Schaumstoffkern mit PUR-Haut-Beschichtung
5830 1503	25 x 20 x 5 cm	Fersenkissen mit Loch

Fersenkontraktionskissen



Bei vorhandenen Kniekontraktionen wird mit dem Kontraktionskissen die Ferse freigelagert und die Kontraktionen abgefangen. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus Nässeschutz. Zusätzlich mit einem Fixierband versehen.

Art.-Nr.	Maße	
5831 1503	20 x 30 x 15/5 cm	Fersenkontraktionskissen (groß)

Ohrmuschelkissen mit Loch

Lochdurchmesser 10 cm

Art.-Nr.	Maße
4181 6503	28 x 15 x 5 cm



Dekubitusprophylaxe & Thera

ekamed Sturzmatte

Die „ekamed“ Sturzmatte ist einfach zu handhaben und bei Bedarf zusammenfaltbar. Damit wird eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Der abnehmbare Bezug kann in der Waschmaschine bei 95°C gewaschen werden. Eine Wischdesinfektion ist zur einfachen und hygienischen Reinigung ebenfalls möglich.

Durch den 3 cm hohen Verbundschaum wird die Sturzenergie reduziert und das Risiko bzw. die Folgen des Sturzes reduziert.

- Die Sturzmatte kann die Folgen eines Sturzes nicht ausschließen oder gar verhindern, sondern nur vermindern.
- Das Bett sollte immer in der niedrigsten Position bei Risikopatienten eingestellt sein.

Das Standardmaß ist 175 cm x 70 cm x 3 cm (Weitere Größen auf Anfrage).

Sie ist hochwertig verarbeitet und durch die abgeflachten Kanten entstehen keine Stolperkanten.



Art.-Nr.	Maße
5254 7505	175 x 70 x 3 cm

Weitere Größen auf Anfrage

Seitengitterschutz

- Schützt den Patienten/Bettliegenden vor unbeabsichtigtem Einklemmen/Herausrutschen der Extremitäten.
- Hoher Komfort für das Pflegepersonal durch starke Abpolsterung im oberen Bereich
- Passt in jedes Pflegebett (bei handelsüblichen Seitengitter)
- Hohe Lebensdauer
- Bezug aus ekamed bi-elastischen Nässeschutz
- hautfreundlich
- bakteriendicht
- luftdurchlässig
- Einfach zu reinigen durch Wischdesinfektion
- Einfache Handhabung/Montage



für durchgehende Seitengitter

Für die durchgehenden Seitengitter muss ein Mindestabstand von 2,5 cm zwischen der Matratze und dem Seitengitter vorhanden sein.

Art.-Nr.	Maße
4500 75...	60 cm
4510 75...	80 cm

für geteilte Seitengitter







Art.- Nr. Maße

z.B. Völker-Betten	
4550 75...	54 cm
4551 75...	85,5 cm

z.B. Wissner Bosserhof-Betten	
4520 75...	94 cm

In dem ekamed Produktbereich Kissen finden Sie eine Vielfalt verschiedener Produkte mit anwendungsspezifischen Füllungen.

- **Kopfkissen für Therapieliegen**
- **Viscokissen für den erholsamen Schlaf**
- **Leseknochen**
- **A-D Sitzkissen**
- **Sitzkissen für Rollstühle**
- **Arthrosekissen**
- **Sitz-Keilkissen**
- **Gel-Sitzkissen**



Kissen

Kissen


Kopfkissen

Verwendung bei der Physiotherapie und in den Arztpraxen. Ebenfalls zur Kopflagerung im Pflegebereich. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2024 1...	45 x 35 x 11,5 cm
2024 0...	Ersatzbezug



Visco-Nackenkissen anatomische Form



Dieses Nackenkissen ist anatomisch geformt und passt sich, auch durch die Reaktion des viscoelastischen Schaums auf Wärme, ideal dem Kopf an. Es ist hergestellt aus einem speziellen viscoelastischen Schaum und einem Jerseybezug, der antiallergen ausgestattet ist.

Art.-Nr.	Maße
2134 5802	68 x 33 cm
2134 0602	Ersatzbezug

Visco-Nackenkissen Seifenform



Dieses Nackenkissen ist hergestellt aus einem speziellen viscoelastischen Schaum und einem Jerseybezug, der antiallergen ausgestattet ist. Die seifenform bietet einen angenehmen Schlafkomfort auch für den Seitenschläfer. Der viscoelastische Schaum reagiert auf Wärme und passt sich somit der Kopfform optimal an.

Art.-Nr.	Maße
2133 5802	69 x 35 x 13,2 cm
2133 0602	Ersatzbezug

Lese Knochen mit Trageschleife


zur Unterstützung des Nackens. Schaumstoffkern RG 30 mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug oder waschbarem Baumwollbezug.

Art.-Nr.	Maße
2130 1...	25 x 11 x 11 cm



Kopfkissen & Sitzkissen

A-D Sitzkissen mit Steckteilen



Durch die Herausnahme einzelner Steckelemente erreicht man eine gezielte Druckentlastung im Gesäßbereich. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Nässeschutzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
4045 8...	40 x 40 x 10 cm

A-D Sitzring



Eignet sich besonders für die Antidekubitus-Prophylaxe im Gesäßbereich. Der Sitzring besteht aus einem Schaum mit Noppenoberfläche. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Nässeschutzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße / Außen	Innen	Höhe
4047 8...	Ø 46 cm	Ø 15 cm	8 cm

Sitzkissen für Rollstühle



Sitzbreite 38 bis 45 cm, Sitztiefe 38 bis 45 cm. Bitte die Maße bei der Bestellung mit angeben. Höhe 5 cm. Farben lt. Farbkarte Baumwolle.

Art.-Nr.	Maße
4060 11..	Schaumstoff RG 30 mit Baumwollbezug
4061 21...	Schaumstoff RG 40 mit Baumwollbezug
4062 81...	Schaumstoff RG 50 mit Baumwollbezug
4060 01.. - 4062 01..	Ersatzbezug

Ausgleichskissen für Faltrollstühle



Da die Faltrollstühle von der Bespannung in der Mitte etwas durchhängen, haben wir ein Spezialkissen als Ausgleichs-Sitzkissen (Hängematten-System) entwickelt. Es besteht aus Verbundschaum VB 100 und Schaumstoff RG 50 und Baumwollbezug. Maße sind 40-45 cm breit x 43 cm tief. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
4070 11..	40 - 45 x 43 cm

Kissen

Arthrosekissen links, rechts und beidseitig



Arthrosekissen werden bei Bewegungseinschränkungen der Hüfte z.B. nach Hüft-OP und Hüftversteifungen eingesetzt. Die Ausführungen links und rechts sind mit PUR-Haut-Beschichtung oder einem Baumwollbezug lieferbar. Die Ausführung beidseitig wird mit einem Kunstleder- oder Baumwollbezug geliefert. Der bewegliche Auflagekeil wird durch ein Klett-Flausch-System am Kissen befestigt.

Art.-Nr.	Maße	
----------	------	--

4066 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau links
4066 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, links
4068 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau rechts
4068 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, rechts
4067 8...	44 x 44 x 10 cm	Beidseitig mit verstellbarem Auflagekeil
4067 0...	44 x 44 x 10 cm	Ersatzbezug Arthrosekissen beidseitig

Sitz-Keilkissen



Sitzkeilkissen werden zur Entlastung und Druckverteilung im Gesäßbereich verwendet. Keilkissen aus Verbundschaum 120 sorgen für eine Entlastung der Wirbelsäule. Sie erleichtern die aufrechte Körperhaltung beim Sitzen. Durch eine Beckendrehung wird die Wirbelsäule gestreckt und die Bandscheiben entlastet. Die Bezüge bestehen aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Art.-Nr.	Maße	
----------	------	--

4040 7...	40 x 40 x 8/1 cm	
4040 0...	Ersatzbezug für Keilkissen	
4042 7...	38 x 38 7/1 cm	
4042 0...	Ersatzbezug für Keilkissen	
4043 7...	rund Ø 38 x 7/1 cm	
4043 0...	Ersatzbezug für Keilkissen rund	


Sitzkissen & Gelsitzkissen

Gel-Sitzkissen



Die ekamed Gel-Sitzkissen besitzen Gel-Partikel um eine große Auflagefläche zu erreichen. Dadurch entsteht eine Druckverteilung. Styroporperlen fangen die Stöße und Schwingungen auf. Gleichzeitig entsteht eine isolierende Wirkung. Durch den Einfüllstutzen kann jeder Patient individuell seine Sitzhöhe regulieren.

Art.-Nr.	Maße	Art
4080 3000	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4081 3000	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4080 01..	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug
4081 01..	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug
4088 3000	40 x 40 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Toilettenstuhl o. Duschstuhl Kissen mit Loch
4084 3000	60 x 55 x 4 cm Sitzfläche 45 x 50 cm	Unterwasser-Gelkissen, mit 8 Bindebändern
4085 3803	45 x 43 x 7 cm	Gel-Schaumsitzkissen (auch für Rollstuhl)



Art.-Nr.	Form	Maße
4087 4003	Toilettenkissen offen	40 x 40 x 2 cm
4087 5003	Toilettenkissen mit Loch	40 x 40 x 2,0 cm
4087 6003	Sitzkissen	40 x 40 x 3,5 cm
4087 7003	Sitzkissen	45 x 42 x 3,5 cm
4087 8003	Sitzkissen	42 x 42 x 2,5 cm
4087 9003	Sitzkissen	40 x 40 x 2,0 cm
4087 9103	Sitzkissen Light Silikongel + Schaumstoff	40 x 40 x 4,0 cm
4087 9203	Sitzkissen Light Silikongel + Schaumstoff	43 x 42 x 4,0 cm
4087 9303	Sitzkissen Light Silikongel + Schaumstoff	45 x 42 x 4,0 cm
4087 9403	Sitzkissen Light Silikongel + Schaumstoff	50 x 50 x 4,0 cm

Weitere Infos finden Sie auf Seite 39

Der ekamed Produktbereich Allgemeine Lagerungshilfen bietet Ihnen eine Vielfalt an langlebigen Lagerungshilfen mit hochwertiger Verarbeitung - u.a. spezielle Nahtverarbeitung, verdeckter Reißverschluss.

- **Rollen, Halbrollen und 3/4-Rollen**
- **Positur- und Stufenlagerungskissen**
- **Venenkissen, Spreizkeile**
- **Lagerungskeile**
- **Beinlagerung, Beinschienen**
- **Seitenlagerungskissen für Baby's**
- **Injektions-/Infusionskissen**
- **Kinder- u. Jugendbuttonschutz**
- **Röntgen- und OP-Hilfe**



Allgemeine Lagerungshilfen

Allgemeine Lagerungshilfen

Rollen

Die Rollen werden in der Physiotherapie und in den Arztpraxen z.B. zur Lagerung der Kniegelenke und des Nackens eingesetzt. Die Rollen haben einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
1040 1...	10 x 40 cm
1050 1...	10 x 50 cm
1240 1...	12 x 40 cm
1250 1...	12 x 50 cm
1540 1...	15 x 40 cm
1550 1...	15 x 50 cm
1560 1...	15 x 60 cm
2250 1...	22 x 50 cm



Dreiviertelrollen



Die Dreiviertelrollen werden in der Physiotherapie und in den Arztpraxen z.B. zur Lagerung der Kniegelenke und des Nackens eingesetzt. Die Auflagefläche garantiert eine stabile Lage auf der Liege. Die Dreiviertelrollen haben einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
2440 1...	40 x 15 x 11 cm
2450 1...	50 x 15 x 11 cm
2460 1...	60 x 15 x 11 cm
2470 1...	50 x 22 x 16,5 cm

Halbrollen



Die Halbrollen werden in der Physiotherapie und in den Arztpraxen z.B. zur Lagerung der Kniegelenke und des Nackens eingesetzt. Die Auflagefläche garantiert eine stabile Lage auf der Liege. Die Halbrollen haben einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
2740 1...	40 x 15 x 7,5 cm
2750 1...	50 x 15 x 7,5 cm
2760 1...	60 x 15 x 7,5 cm
2850 1...	50 x 18 x 9,0 cm
2950 1...	50 x 25 x 12,5 cm

Rollen & Positurkissen


Spastikerrolle mit festem Kern



Speziell für die Rehabilitation und krankengymnastischen Übungen sowie Gymnastik geeignet. Sehr hohe Lebensdauer durch festem Polystyrol-Kern, der durch eine Schaumstoff-Umhüllung weich abgefedert wird. Die Bezüge sind aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ebenfalls mit einer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
3030 92..	Ø 30 x 100 cm
3031 92..	Ø 40 x 100 cm
3032 92..	Ø 45 x 100 cm
3033 92..	Ø 50 x 100 cm

Würfelhocker mit festem Kern



Diese Würfel werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Der Würfel ist auf Anfrage auch in weiteren Größen lieferbar. Der Kern besteht aus festem Styropor. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
3040 92..	30 x 30 x 30 cm
3041 92..	40 x 40 x 40 cm
3042 92..	50 x 50 x 50 cm

Positurkissen mit festem Kern

Diese Positurkissen werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Die Positurkissen sind auf Anfrage auch in weiteren Größen lieferbar. Der Kern besteht aus festem Styropor. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich.



Art.-Nr.	Maße	
3050 92..	60 x 40 x 30 cm	Positurkissen mit Bezug
3050 02..	60 x 40 x 30 cm	Ersatzbezug
3051 92..	50 x 40 x 35 cm	Positurkissen mit Bezug
3051 02..	50 x 40 x 35 cm	Ersatzbezug
3052 92..	50 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3052 02..	50 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug
3053 92..	60 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3053 02..	60 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug

Allgemeine Lagerungshilfen

Stufenlagerungskissen / Bettverkürzer




Das Kissen für die ideale Stufenlagerung. Viele verschiedene Größen erhältlich. Auf Anfrage weitere Größen. Das Stufenlagerungskissen kann als Bettverkürzer eingesetzt werden. Dabei wird eine Spitzfußbildung vermieden. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30.

Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
2010 1...	60 x 50 x 40 cm
2011 1...	50 x 40 x 30 cm
2012 1...	60 x 40 x 30 cm
2014 1...	60 x 35 x 20 cm

Verstellbarer Bandscheibenhocker



Anwendung speziell bei der Stufenlagerung. Der Bandscheibenhocker lässt sich der Oberschenkel-länge anpassen. Dadurch wird eine gute Entlastung der Wirbelsäule erreicht. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30.

Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße	Verstellbarkeit
3058 1...	40 x 40 x 40 cm	40 bis 55 cm
3059 1...	45 x 50 x 50 cm	50 bis 65 cm

Farbkombinationen auf Anfrage möglich.

Aufblasbare Stufenlagerung



Die einfache und bequeme Art der Stufenlagerung. Ideal verwendbar auch auf Reisen.

Art.-Nr.	Maße
2016 0002	50 x 45 x 40 cm

Stufenlagerung & Venenkissen

ekamed-Sleepy Venenkissen



Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30. Das Kissen hat die richtige anatomische Form für die Lagerung der Beine um die Venen zu entlasten. Durch einen Platteneinsatz ist das Kissen höhenverstellbar. Das Kissen ist mit einem waschbaren Jersey-Bezug mit PUROTEX-Ausrüstung bezogen. Ersatzbezüge erhältlich. Auf Wunsch mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug lieferbar.

Artikel.-Nr.	Maße
2137 1707	55 x 65 x 20,5 cm
2137 0707	Ersatzbezug

3-Kammer Kissen



Das eka-LPT 3-Kammerkissen eignet sich zur Beinlagerung bei vorhandenen Kniekontrakturen. Mit diesem Lagerungskissen wird ein „zur Seite-fallen“ der Knie vermieden und somit erfolgt keine Verschränkung im Hüftbereich. Auch kann eine gleichzeitige Fersenfreilagerung erzielt werden.

Artikel.-Nr.	Maße
4173 05..	80 x 75 x 30 cm
4176 05..	65 x 50 x 28 cm

Siehe auch Seite 6.

Allgemeine Lagerungshilfen

Spreizkeile für Erwachsene und Kinder



Dieser Keil wird zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen eingesetzt. Für die druckfreie Lagerung hat der Keil Beinmulden. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30. Der Artikel kann auf Wunsch mit Fixierbändern aus Klett und Flausch geliefert werden. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Der eka-LPT-Spreizkeil ist sehr einfach anwendbar und angenehm für den Patienten durch die Mischfüllung und dem bi-elastischen Nässeschutz. Daher auch, wie alle anderen Kissen der eka-LPT Serie sehr einfach und schnell zu reinigen.

Art.-Nr.	Maße	
2025 1...	35 x 50 x 10 cm	Höhe Erwachsene 15 cm, Spreizung 28°
2025 0...	Ersatzbezug	
2026 1...	25 x 25 x 8 cm	Höhe Kinder 10 cm, Spreizung 38°
2026 0...	Ersatzbezug	
4172 05..	36 x 30 x 12 cm	eka-LPT Spreizkeil


Keilkissen



Keil für die Kopflagerung oder andere Anwendungsgebiete. Der Kern ist aus Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2021 1...	40 x 40 x 10/2 cm
2021 0...	Ersatzbezug

Hochlagerungskeil



Patientenhochlagerung im Bett sowie für diverse andere Anwendungen. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2022 1...	44 x 80 x 22/0 cm
2022 0...	Ersatzbezug
2023 1...	44 x 60 x 20/0 cm
2023 0...	Ersatzbezug

Spreizkeile & Lagerungskeile

Armlagerungskeil



Der Hochlagerungskeil findet seine Anwendung bei der Therapie des Armödems. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2027 1...	25 x 65 x 35/0 cm
2027 0...	Ersatzbezug

Seitenlagerungskeile 30°



Die 30° - Lagerung ist für die meisten Pflegebedürftigen, die im höchsten Maße bewegungsbeeinträchtigt sind oder deren Schmerzempfinden gestört ist, optimal geeignet. Durch die wechselnde Seitenlage werden Druckgeschwüre vermieden. ekamed bietet zwei Systeme zur Seitenlagerung an:

1. den rechten und linken Seitenlagerungskeil
 2. den doppelten Seitenlagerungskeil, der für rechts und links verwendet wird.
- Beide Ausführungen werden an Patienten angelegt.

Art.-Nr.	Maße
5700 1...	Links 60 x 30/40 x 12 cm
5700 0...	Ersatzbezug
5701 1...	Rechts 60 x 30/40 x 12 cm
5701 0...	Ersatzbezug
5702 1...	Doppelt 60 x 36/46 x 12 cm
5702 0...	Ersatzbezug

Allgemeine Lagerungshilfen

Matratzen-Seitenlagerungskeil 30°

Der Matratzen-Seitenlagerungskeil 30° wird zwischen das Bettgestell und die Matratze gelegt. Damit erhält die Matratze die entsprechende Seitenlage.

Die Keile bestehen aus Schaumstoff RG 30 mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug oder waschbarem Baumwollbezug.



Art.-Nr.	Art	Maße
5705 1...	Schaumstoffkern RG 30 mit Kunstleder- oder Baumwollbezug	45 x 30 x 17/7 cm
5705 0...	Ersatzbezug	45 x 30 x 17/7 cm
5706 1...	Schaumstoffkern RG 30 mit Kunstleder- oder Baumwollbezug	65 x 30 x 17/7 cm
5706 0...	Ersatzbezug	65 x 30 x 17/7 cm
5707 1...	Schaumstoffkern RG 30 mit Kunstleder- oder Baumwollbezug	95 x 30 x 17/7 cm
5707 0...	Ersatzbezug	95 x 30 x 17/7 cm

Beinlagerungsschiene 45°



Verwendung findet diese Hochlagerungsschiene besonders bei der Nachtlagerung. Patienten mit verschiedenen Bein-Ödemen verwenden diese Lagerungsschiene. Geeignet sind sie für Streckenverbände und Extensionen. Sie besteht aus Schaumstoff RG30 mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug oder waschbarem Baumwollbezug.

Auf Wunsch mit flachen Mulden lieferbar.

Art.-Nr.	Maße
2000 1...	75 x 20 x 22 cm für ein Bein
2002 1...	75 x 42 x 22 cm für zwei Beine

Beinhochlagerungsschiene 45° mit Fußstütze und Fersenmulde



Diese Schiene hat zusätzlich ein Fußbrett, welches die Spitzfußbildung verhindern soll. Außerdem wird die Bettdecke über den Fuß abgefangen. Lagerungsmöglichkeiten wie bei der o. g. Schiene. Schaumstoffkern RG30 und Bezüge aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarer Baumwolle. Ebenfalls mit wischdesinfizierbarer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich.

Bauart ist ähnlich der "Braunschen" und "Schulze-Schiene".

Art.-Nr.	Beinauflagefläche
2003 1...	70 cm
2003 1903	70 cm mit PUR-Haut

Lagerungskeile & -schienen

Beinhochlagerungsschiene gerade mit Fußstütze und Fersenmulde



Beinlagerung in gestrecktem Zustand. Sie wird verwendet z.B. zur Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Schaumstoffkern RG30 und Bezüge aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarer Baumwolle. Ebenfalls mit wischdesinfizierbarer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich.

Bauart ist ähnlich der "Volkman" und "Schweizer-" oder "Kehlschen-Schiene".

Art-Nr.	Beinauflagefläche
2005 1...	65 cm
2005 1903	65 cm mit PUR-Haut

Beinlagerungsdreieck

Ein Lagerungshilfsmittel aus Schaumstoff RG30, um das Kniegelenk in 90°-Stellung zu lagern. Der Kern besteht aus dem Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2020 1...	45 x 45 x 22,5 cm
2020 0...	Ersatzbezug
2120 1...	45 x 35 x 16 cm
2120 0...	Ersatzbezug



Injektions- und Infusionskissen

Die Lagerungshilfe wird im Praxis-, Pflege-, Labor- und OP-Bereich verwendet. Der Artikel kann auf Wunsch mit Fixierbändern aus Klett und Flausch gefertigt werden. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
2028 1...	15 x 30 x 12/3 cm
2028 0...	Ersatzbezug
2029 1...	15 x 45 x 13/5 cm
2029 0...	Ersatzbezug



Allgemeine Lagerungshilfen

Kinder- und Jugendbuttonschutz

Kinder- und Jugendbuttonschutz dienen dazu, den Button am Körper zu schützen, so dass eine Störung seitens des Button vermieden wird.

Kinderbuttonschutz mit Klett-/Flauschverschluss

grün/weiß, RG 30, Bezug Nässeschutzmaterial blau + Verlängerungsband 20 cm

Art.-Nr.	Maße
4210 1503	20 x 16 cm

Jugendbuttonschutz mit Klett-/Flauschverschluss

grün/weiß, RG 30, Bezug Nässeschutzmaterial blau + Verlängerungsband 20 cm

Artikel.-Nr.	Maße
4211 1503	22 x 18 cm



Seitenlagerungskissen für Babys




Mit diesem ekamed-Seitenlagerungskissen können Babys und Kleinkinder einfach und problemlos sonographisch untersucht werden. Die Babys liegen entspannt und optimal gelagert zwischen zwei weichen aber formstabilen Schaumstoff-Dreiviertelrollen. Abgedeckt sind diese mit einem Frottee-Nässeschutztuch. Es entsteht eine Lagerung nach dem Hängemattenprinzip. Durch die Lagerung wird keine Abwehrreaktion des Kindes hervorgerufen. Größenverstellung durch Klettverschluss. Alle Schaumstoffteile haben eine hygienische PUR-Haut-Beschichtung (wischdesinfizierbar).

Art.-Nr.	Maße
2140 1903	Länge 100 cm Breite 50 cm


Kopfunterlage

Kopfunterlagen sind nützliche Hilfen beim Röntgen oder im OP-Bereich. Der Formschnitt erlaubt eine optimale Lagerung. Die PUR-Haut-Beschichtung ist wischdesinfizierbar und kann feucht abgewischt werden. Im Röntgenbereich können von ca. 70-140 KV Aufnahmen erstellt werden.

Art.-Nr.	Maße
2146 1903	25 x 25 x 10 cm



Röntgen-Lagerungshilfen Set



Röntgen-Lagerungshilfen werden in der Röntgen-diagnostik und –therapie verwendet. Eine optimale Lagerung kann durch die unterschiedlichen Formen und Größen der Teile vorgenommen werden.

Ausführung des Materials:
Schaumstoff RG30 ohne Bezug oder Schaumstoff RG30 mit PUR-Haut-Beschichtung.

Diese Lagerungshilfen können auch einzeln bestellt werden. Siehe Seite 38

Set Schaumstoff RG 30 ohne Bezug


Art.-Nr.	Art	Maße
2040 1000	Set besteht aus:	
	1 Rundplatte	22 x 5 cm Höhe
	1 Ringplatte	22 x 5 cm Höhe
	1 Rolle	10 x 25 cm
	1 Rechteck	18 x 24 x 5 cm
	2 Dreiecke	18 x 24 x 17 cm
	2 Dreiecke	18 x 10 x 5 cm
	2 Keile	18 x 24 x 7/1 cm

Set Schaumstoff RG 30 mit PUR-Haut

Art.-Nr.	Art	Maße
2040 1903	Set besteht aus:	
	1 Rundplatte	22 x 5 cm Höhe
	1 Ringplatte	22 x 5 cm Höhe
	1 Rolle	10 x 25 cm
	1 Rechteck	18 x 24 x 5 cm
	2 Dreiecke	18 x 24 x 17 cm
	2 Dreiecke	18 x 10 x 5 cm
	2 Keile	18 x 24 x 7/1 cm

Allgemeine Lagerungshilfen

Röntgen Lagerungshilfen Einzel



Zur Unterstützung und Ergänzung Ihrer Röntgen-Lagerungshilfen können kundenspezifische Anfertigungen nach Ihren Wünschen individuell gefertigt werden.

Einzelprodukte Schaumstoff RG 30 ohne Bezug oder PUR-Haut

Art.-Nr.	Art	Maße
2041 1...	Rundplatte	22 x 5 cm Höhe
2042 1...	Ringplatte	22 x 5 cm Höhe
2043 1...	Rolle	10 x 25 cm
2044 1...	Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2046 1...	Dreiecke	18 x 24 x 17 cm
2047 1...	Dreiecke	18 x 10 x 5 cm
2048 1...	Keile	18 x 24 x 7/1 cm

Andere Farben auf Anfrage.

Gel-Produkte



Das elastische Gel ermöglicht eine gute Anwendung an allen Körperpartien. Der Auflagedruck des Patienten wird durch die erweiterte Auflagefläche gesenkt. Eine gute Blutzirkulation wird dadurch gewährleistet. Die Gel-Produkte sind robust und haltbar. Die Reinigung der Folie ist durch Wischdesinfizierung möglich. Die Produkte bestehen aus 100% Silikon.

Art.-Nr.	Maße	
4086 1003	Kopfring Kinder	13 x 13 x 4 cm
4086 2003	Kopfring Kinder offen	13 x 13 x 4 cm
4087 1003	Kopfring Erwachsene	21 x 21 x 4 cm
4087 2003	Kopfring Erwachsene offen	21 x 21 x 4 cm



Art.-Nr.	Form	Maße
4088 1003	Gelaufage	90 x 50 x 1,5 cm
4088 2003	Gelaufage	90 x 50 x 2,0 cm
4088 3003	Gelaufage	110 x 50 x 1,5 cm
4088 4003	Gelaufage	110 x 50 x 2,0 cm
4088 5003	Gelaufage	175 x 50 x 1,5 cm
4088 6003	Gelaufage	175 x 50 x 2,0 cm
4088 7003	Gelaufage	190 x 50 x 1,5 cm
4088 8003	Gelaufage	190 x 50 x 2,0 cm

Antistatische Röntgen- und OP-Auflagen






Der Kern der speziellen ekamed OP-Auflagen wird aus hochwertigem visco-elastischem Schaumstoff gefertigt. Dieser Schaumstoff garantiert eine Auflagedruckminderung. Die Dekubitusgefährdung wird minimiert. Der antistatische Kunstlederbezug ist seitlich mit einem Klett-/Flauschverschluss versehen. Weitere Größen auf Anfrage.

Auf Wunsch kann auch ein elektrisch leitfähiges Material geliefert werden.

Art.-Nr.	Maße	
6101 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz	120 x 50 x 7 cm
6102 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz	140 x 50 x 7 cm
6103 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz	160 x 50 x 7 cm
6104 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz	180 x 50 x 7 cm
6105 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz	200 x 50 x 7 cm

Der ekamed Produktbereich Physikalische Therapie bietet Ihnen robuste Produkte für die Kälte- und Wärmetherapie.

- **ekaTherm Kalt/Warm Kompressen**
- **Paraffin Kompressen**
- **Eiskompressen**
- **Wärmeträger**
- **Kirschkernkissen**
- **Fixierbänder für die Befestigung der Kompressen**



Physikalische Therapie

Physikalische Therapie

ekaTherm Kalt/Warm Kompressen

Eigenschaften:

- desinfizierbar
- hohe Speicherkapazität
- weich und anschmiegsam
- leicht zu reinigen
- umweltfreundlich
- mikrowellenbeständig (Gebrauchsanweisung beachten)
- lange Haltbarkeit
- dosierte Kälte-/ Wärmeabgabe
- formbeständig



Kälte-Anwendung: ekaTherm ins Eisfach legen. Nach ca. einer Stunde ist sie durchgekühlt. Am Besten gleich dort aufbewahren. Je nach Kältegrad ein Tuch zwischen die Haut und Komresse legen.

Wärme-Anwendung: ekaTherm in die Mikrowelle legen. 2-4 Minuten bei mittlerer Leistung (ca. 600 W) erwärmen. Je nach Leistungsfähigkeit der Mikrowelle eine kürzere Zeitvorgabe wählen. Erwärmung im Wasserbad ca. 45 Minuten. Nicht Kochen! *

Art.-Nr.	Maße
8516 00..	Größe 0, 28 x 36 cm
8516 10..	Größe 1, 24 x 32 cm
8516 20..	Größe 2, 16 x 26 cm

ekaTherm Kalt/Warm Manschette (Anwendung Kalt/Warm siehe oben) mit Klettband zum Befestigen z.B. am Hals oder Knie. *


8516 30..	Größe 3, 11 x 48 cm Klettband
-----------	-------------------------------



Fixierband für Kompressen

Elastische Bänder eignen sich besonders zum Fixieren von Kompressen sowie Elektroplatten. Sie sind mit einem Flausch / Klettverschluss versehen. Sonderlängen auf Anfrage. Farbe: grün / weiß

Artikel.-Nr.	Maße
8551 0001	60 x 10 cm
8553 0001	90 x 10 cm
8555 0001	120 x 10 cm



* Bei diesem Artikel ist bitte dringend die Gebrauchsanweisung zu beachten.

Paraffin Kompressen



Die ekamed Paraffin-Komresse ist mit reinem Paraffin gefüllt. Steg-Einschweißungen in der Hülle vermindern ein Zusammenlaufen des Paraffins. Mehrmalige Anwendungen auch in Kombination mit Einmal-Fango und Moorkompressen garantieren eine saubere und preiswerte Handhabung. ✱

Artikel.-Nr.	Maße
8513 1002	Größe 1, 25 x 40 cm
8513 2002	Größe 2, 25 x 30 cm
8513 4002	Größe 4, 30 x 10 cm

Kirschkernkissen



Der Kirschkern, ein Naturkern, aus dem die Wärme kommt, ist ein altes Hausmittel zum Wohl des Menschen. Es ist vielseitig anwendbar, ein idealer Wärmespender und umweltfreundlich. Man wärmt das Kissen einfach in der Mikrowelle auf. ✱

Artikel.-Nr.	Maße
8517 1455	14 x 55 cm
8517 1717	17 x 17 cm
8517 1722	17 x 22 cm
8517 2030	20 x 30 cm
8517 2106	26 x 75 cm anatomische Form (Halswirbel-Schulter)

✱ Bei diesem Artikel ist bitte dringend die Gebrauchsanweisung zu beachten.

ekamed Eiskompressen



ekamed-Eis-Kompressen zeichnen sich durch lange Haltbarkeit, große Kältespeicherung, gute Anmodellierbarkeit durch Spezial-Gel und dosierte Kälteabgabe aus.

Kälte-Anwendung: Eiskomresse ins Eisfach legen. Nach ca. einer Stunde ist sie durchgekühlt. Am Besten gleich dort aufbewahren. Je nach Kältegrad ein Tuch zwischen die Haut und Komresse legen. ✱

Artikel.-Nr.	Maße
8511 1003	Größe 1, 25 x 40 cm Eiskomresse
8511 2003	Größe 2, 25 x 30 cm Eiskomresse
8511 3003	Größe 3, 25 x 25 cm Eiskomresse
8511 4003	Größe 4, 30x 10 cm Halskomresse für Erwachsene mit Bändern
8511 5003	Größe 5, 25 x 7 cm Halskomresse für Kinder mit Bändern

ekamed+ Wärmeträger





Der ekamed+ Wärmeträger beinhaltet einen Schaumstoff-Wärmespeicher mit Paraffinfüllung und ist vakuum-verschweißt. Dieses Herstellungsverfahren hat gegenüber der herkömmlichen Kompressen den Vorteil einer besseren Modellierbarkeit. Verpackungsinhalt 10 Stück. ✱

Artikel.-Nr.	Maße
8512 1002	27 x 36 cm

Der ekamed Produktbereich Physiotherapie und Rehasport bietet Ihnen eine Vielzahl an Therapiehilfen an. Durch die hochwertige Verarbeitung ist bei ordnungsgemäßer Anwendung eine Langlebigkeit gegeben. Viele Therapiehilfen können auf Wunsch in individuellen Größen hergestellt werden.

- **Kissen für die Massagebank**
- **Positorkissen, Spastikerrollen, Halbmondkissen**
- **Würfelhocker, verstellbare Bandscheibenhocker, aufblasbare Stufenlagerung**
- **Lymphdrainagekeil, Bandscheiben- und Lordosekissen**
- **Gewichtsmaschetten**
- **Gewichtssäcke**
- **Handtrainer, Bohnensäckchen, Igelbälle, Handbälle**
- **Sportmatte**
- **Therapiekreisel**
- **Arthrosekissen (Arthrodesenkissen)**
- **Kyphose- und Lordosekissen mit festem Kern**



Physiotherapie & Rehasport

Physiotherapie & Rehasport

Nasenkissen für die Massagebank



Spezielle Lagerung für die Massage in Bauchlage. Der Patient kann durch die Aussparung im Kissen frei atmen. Schaum RG 30 mit wischdesinfizierbarem Kunstleder bezogen.

Art.-Nr.	Maße
2013 1...	30 x 30 x 7 cm

Nasenschlitzkissen Gelkissen



Dieses Kissen zeichnet sich durch die Anschließbarkeit des angewendeten Gels aus. Weiterhin entsteht ein angenehmer Kühlungseffekt. Bei Bedarf kann dieses Kissen im Wasserbad temperiert werden. PU-Folie blau mit Gel.

Art.-Nr.	Maße
4079 3002	36 x 30 x 5 cm

Positurkissen mit festem Kern

Diese Positurkissen werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Die Positurkissen sind auf Anfrage auch in weiteren Größen lieferbar. Der Kern besteht aus festem Styropor. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich.



Art.-Nr.	Maße	
3050 92..	60 x 40 x 30 cm	Positurkissen mit Bezug
3050 02..	60 x 40 x 30 cm	Ersatzbezug
3051 92..	50 x 40 x 35 cm	Positurkissen mit Bezug
3051 02..	50 x 40 x 35 cm	Ersatzbezug
3052 92..	50 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3052 02..	50 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug
3053 92..	60 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3053 02..	60 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug

Spastikerrolle mit festem Kern



Speziell für die Rehabilitation und krankengymnastischen Übungen sowie Gymnastik geeignet. Sehr hohe Lebensdauer durch festem Polystyrol-Kern, der durch eine Schaumstoff-Umhüllung weich abgedeutert wird. Die Bezüge sind aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ebenfalls mit einer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
3030 92..	Ø 30 x 100 cm
3031 92..	Ø 40 x 100 cm
3032 92..	Ø 45 x 100 cm
3033 92..	Ø 50 x 100 cm

Verstellbarer Bandscheibenhocker




Anwendung speziell bei der Stufenlagerung. Der Bandscheibenhocker lässt sich der Oberschenkel-länge anpassen. Dadurch wird eine gute Entlastung der Wirbelsäule erreicht. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30.

Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße	Verstellbarkeit
3058 1...	40 x 40 x 40 cm	40 bis 55 cm
3059 1...	45 x 50 x 50 cm	50 bis 65 cm

Farbkombinationen auf Anfrage möglich.

Würfelhocker mit festem Kern



Diese Würfel werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Der Kern besteht aus festem Styropor. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgedeutert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
3040 92..	30 x 30 x 30 cm
3041 92..	40 x 40 x 40 cm
3042 92..	50 x 50 x 50 cm

Halbmondkissen mit festem Kern



Verarbeitung wie unser Würfelhocker. Findet als Übungshilfsmittel Anwendung im krankengymnastischen Bereich.

Art.-Nr.	Maße
3055 92..	80 x 40 x 40 cm

Physiotherapie & Rehasport

Aufblasbare Stufenlagerung



Die einfache und bequeme Art der Stufenlagerung. Ideal verwendbar auch auf Reisen.

Art.-Nr.	Maße
2016 0002	50 x 45 x 40 cm

Lymphdrainage-Keil



Der Keil wird in der physikalischen Therapie für die Lymphdrainage Massage benötigt. Die besondere Form gewährleistet eine gute Massage. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Art.-Nr.	Maße
3112 1...	26 x 70 x 25/0 cm
3112 0...	Ersatzbezug

Bandscheiben- und Lordosekissen



Die Haltungshilfe für gesundes Sitzen, im Auto, auf der Reise oder zu Hause. Das Bandscheibenkissen unterstützt beim Sitzen den Lendenwirbelbereich. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Alle Bandscheibenkissen werden mit einem Elastik-Gurt mit Klett/Flauschverschluss geliefert.

Art.-Nr.	Maße
4089 1...	32 x 21 x 6 cm
4089 0...	Ersatzbezug

Lenden- und Lumbalkissen



Das Kissen wird im Liegen angewendet. Es unterstützt die Lendenwirbel. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Art.-Nr.	Maße
4091 1...	60 x 37 x 13 cm

Gewichtssäcke



mit Ring

mit Öse

mit Klett

Gewichtssäcke aus wischdesinfizierbarem Kunstleder werden bei der Lagerungsfixierung von Extremitäten benötigt. Man benutzt sie auch zum Beschweren und Stabilisieren von Beinschienen. Kleine Gewichtssäcke sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet und in der physikalischen Therapie zum fixieren von Elektroden. Es gibt die Gewichtssäcke ebenfalls mit Flausch- und Klettband. Mit dieser Haltevorrichtung können die Gewichtssäcke als einfache Gewichtsmanschetten eingesetzt werden. Alle Gewichtssäcke sind auch in der Ausführung mit Öse (im Verstärkungsrand) und Ring lieferbar.

Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Art.-Nr.	Gewicht	Maße
7001 02...	0,2 kg	10 x 10 cm	7011 02...	3,3 kg	40 x 20 cm
7002 02...	0,4 kg	15 x 10 cm	7012 02...	4,5 kg	45 x 18 cm
7003 02...	0,7 kg	15 x 10 cm	7013 02...	2,5 kg	25 x 25 cm
7004 02...	0,5 kg	15 x 15 cm	7014 02...	3,5 kg	30 x 25 cm
7005 02...	1,2 kg	25 x 15 cm	7015 02...	4,0 kg	35 x 25 cm
7006 02..	2,0 kg	30 x 15 cm	7016 02...	5,0 kg	30 x 30 cm
7008 02...	2,3 kg	40 x 15 cm	7017 02...	6,0 kg	35 x 30 cm
7009 02...	2,0 kg	27 x 18 cm	7018 02...	7,0 kg	45 x 30 cm
7010 02...	2,5 kg	34 x 18 cm			

Ausführungen Gewichtssack mit Klett, Ring und Öse

Art.-Nr.	Art
7101 bis 7118	mit Klettbändern
7201 bis 7218	mit Ösen
7401 bis 7418	mit Ring




Gewichtssäcke aus PVC-Folie

Art.-Nr.	Gewicht	Maße
7304 3002	0,5 kg	15 x 15 cm
7305 3002	1,2 kg	25 x 15 cm
7309 3002	2,0 kg	27 x 18 cm
7310 3002	2,5 kg	34 x 18 cm
7312 3002	4,5 kg	45 x 18 cm
7314 3002	3,5 kg	30 x 25 cm

Gewichtssäcke mit PVC-Folie geschweißt sind wasserdicht und desinfizierbar. Sie werden im OP-Bereich und dort, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird verwendet. PVC-Folie in weiß 400µ.

Physiotherapie & Rehasport

Gewichtsmanschetten



Gewichtsmanschetten aus Kunstleder sind besonders strapazierfähig. Verschlös­sen werden sie mit einem haltbaren Flausch-/ Klettverschluss. Die Gewichtsverteilung wird in einzeln abgesteckten Kammern vorgenommen. Verwendet wird dieses Produkt im krankengymnastischen Bereich und in der Rehabilitation.

Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Farbe
7801 0202	0,5 kg	18 x 46 cm	weiß
7802 0214	1,0 kg	18 x 46 cm	türkis
7803 0215	2,0 kg	18 x 46 cm	violett
7804 0212	3,0 kg	18 x 56 cm	pink
7805 0207	4,0 kg	20 x 66 cm	beige
7806 0208	5,0 kg	20 x 66 cm	schwarz

Bohnensäckchen

Der Bezug ist aus Baumwollstoff. Der Stoff kann mit Inhalt bis 40°C gewaschen werden. Ideal für Wurfübungen, Förderung der Sensibilität usw. Lieferbar in den Farben grün 01, blau 03, rot 06 und gelb 10.

Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Farbe
9320 0101	Klein, 100 g	9 x 15 cm	grün
9320 0103		9 x 15 cm	blau
9320 0106		9 x 15 cm	rot
9320 0110		9 x 15 cm	gelb
9321 0101	Groß, 230 g	15 x 20 cm	grün
9321 0103		15 x 20 cm	blau
9321 0106		15 x 20 cm	rot
9321 0110		15 x 20 cm	gelb



Handball



Handbälle werden für die Handgymnastik benötigt. Es können unterschiedliche Übungsmethoden durchgeführt werden.

Art.-Nr.	Art	Maße
3000 4010	Handball, Schaumstoff	Ø 7 cm


Handtrainer

Handtrainer werden für die Handgymnastik benötigt, z. B. bei Arthrose, rheumatischen Beschwerden, Tennisarm, nach dem Schlaganfall usw. Es können unterschiedliche Übungsmethoden durchgeführt werden.

Art.-Nr.	Art	Maße
3002 6003	Handtrainer	13 x 7 cm blau
3002 6006	Handtrainer	13 x 7 cm rot
3002 6010	Handtrainer	13 x 7 cm gelb



Igel-Massageball mit Ventil



Die Igelbälle werden im Reha-Bereich für Übungen der Hände und Füße sowie für die Massage verwendet.

Art.-Nr.	Maße
3003 0012	Ø ca. 7 cm pink
3003 0015	Ø ca. 8 cm lila
3004 0001	Ø ca. 9 cm hellgrün
3005 0003	Ø ca. 10 cm hellblau

Physiotherapie & Rehasport

Sportmatte - Exklusiv



Besonders geeignet für den Hallensport. Rutschfester blauer Waffelrücken mit Kunstlederbezug. Der Kern besteht aus 4cm Polyäthylen und 2cm Schaum RG30. Mit je 2 Trageschlaufen an der Längsseite. Farben des Kunstleders laut Farbkarte.

Artikel.-Nr.	Maße
3029 12..	200 x 120 x 6 cm

Therapiekreisel



Das Übungsgerät für Balance-Training. Kunststoff rot für drinnen und draußen. Kunststoff Anti Slip Oberfläche

Artikel.-Nr.	Maße
9836 0006	Ø 37 cm

Kyphose- und Lordosekissen mit festem Kern



Beide Kissen werden in der physikalischen Therapie eingesetzt. Sie werden zur Unterstützung bei der Massage oder krankengymnastischen Übung verwendet. Der Kern besteht aus festem Styropor. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgedeut. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder.

Artikel.-Nr.	Maße	
3056 92..	45 x 50 x 17 cm	Kyphosekissen mit Kunstlederbezug
3057 92..	50 x 50 x 17 cm	Lordosekissen mit Kunstlederbezug

Arthrosekissen links, rechts und beidseitig



Arthrosekissen werden bei Bewegungseinschränkungen der Hüfte z.B. nach Hüft-OP und Hüftversteifungen eingesetzt. Die Ausführungen links und rechts sind mit PUR-Haut-Beschichtung oder einem Baumwollbezug lieferbar. Die Ausführung beidseitig wird mit einem Kunstleder- oder Baumwollbezug geliefert. Der bewegliche Auflagekeil wird durch ein Klett-Flausch-System am Kissen befestigt.



Art.-Nr.	Maße	
4066 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau links
4066 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, links
4068 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau rechts
4068 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, rechts
4067 8...	44 x 44 x 10 cm	Beidseitig mit verstellbarem Auflagekeil
4067 0...	44 x 44 x 10 cm	Ersatzbezug Arthrosekissen beidseitig

Kundenspezifische Anfertigungen

Kundenspezifische Anfertigungen sind für ekamed Serviceleistungen, die preiswert und schnell ausgeführt werden. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen. Um Fehllieferungen zu vermeiden, sollten Sie Ihren Bestellungen über kundenspezifische Anfertigungen eine Maßskizze beifügen, die wie die nebenstehenden Beispiele aufgebaut sein sollte.

Alle Maße sind in cm anzugeben. Oberflächenmaterialien und Farben entnehmen Sie bitte der Farbkarte.

Flachkeile





Rechteckkissen




Länge x Breite x Höhe

Dreiecke



Rollen



Durchmesser x Länge

Materialzusammensetzung

- Kunstleder: ca. 90 % PVC-Compound + ca. 10 % Baumwoll-Gestrick
- Baumwolle: 100 % Baumwolle
- Nässeschutz: Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan
- Jersey: 100 % Polyester

Pflegehinweis

Pflegehinweise und Hinweise für die Wischdesinfektion können angefordert werden.

Kontakt

ekamed GmbH & Co. KG
Im Stadtfelde 43
31515 Wunstorf

Tel.: +49 (0) 5031 / 704 10-0
Fax: +49 (0) 5031 / 704 10-30

Mail: info@ekamed.de
Web: www.ekamed.de

Oberflächen:

- 1 Baumwolle
- 2 Kunstleder
- 5 Nässeschutz
- 6 Jersey
- 9 PUR-Haut


So setzt sich die Artikelnummer zusammen:

Artikel Farbe
4045 8 2 02
Oberflächenmaterial


Abgebildete Farben können vom Original abweichen.

Farbkarte

Baumwolle (Oberflächenmaterial / Farbnummer)



Kunstleder (Oberflächenmaterial / Farbnummer)



Nässeschutz (Oberflächenmaterial / Farbnummer)



PUR-Haut



Jersey



ekamed[®] GmbH & Co. KG

*Hilfsmittel für die
Alten- und Krankenpflege*

ekamed GmbH & Co. KG
Im Stadtfelde 43
31515 Wunstorf

Tel.: +49 (0) 5031 / 704 10-0
Fax: +49 (0) 5031 / 704 10-30

Mail: info@ekamed.de
Web: www.ekamed.de

Stand 03.2015

